



太極石 火灸帶

太極石火灸帶

神奇時尚星 @太極石火灸帶-

戴上 **10-20** 分鐘 全身暖烘烘！

保暖抗嚴寒！身心放鬆疲勞全無蹤！

正確保健抬頭挺胸挺背好姿勢

讓你站如松，坐如鐘，行如風。

神奇太極石！吃得好！睡得香，精神爽！

不插電，不用動，帶上就保溫暖，太極石火灸帶！



太極石[®]



健康·轉運
太極石

火灸帶[®]

2009年最新養生科技產品
熱銷日本、澳洲地區
通過國際研究機構認證


【對人體的作用】

- ◎ 內建獨家太極石，配戴時產生正能量磁場。
- ◎ 增強人體氣場飽滿，健康轉運。
- ◎ 採用高科技遠紅外線熱片，其粒子能消除人體負氣場，增強人體正氣場之保健功效。
- ◎ 本產品密植高科技熱傳導素，溫熱能量滲入體中，在舒適中享受熱敷，保養人體大三元一精、氣、神，效果勝出傳統熱敷數十倍。

自體發熱，
深層熱敷！
神奇效果！

經銷商

購買時請認明太極石的防偽標籤
歡迎檢舉未貼有條碼商標之仿冒商品
本產品已投保新台幣2,000萬元華南產物責任險





太極石火灸帶使用說明

太極石火灸帶因內含太極石對人體神奇的功能（參閱太極石的介紹說明）讓熱敷的效果更加倍增，一組太極石火灸帶包括一條護頸、一條護腰及兩條護膝，另有一條單賣的護腕。護腕也可取代護頸來湊成一組。使用的注意事項請參考盒裝背面說明。

使用時在白色布範圍內噴水（或抹水）讓白色布均勻微濕即可，配戴時一定要讓白色布與皮膚服貼接觸，經過 3~5 分鐘，接觸的皮膚就開始感到微刺與炙熱，初次使用者會覺得刺熱難受，是正常反應，使用數次後皮膚就會適應。當皮膚開始覺得很多熱後，要再忍耐 5~10 分鐘後才拆下火灸帶，如此才能讓皮下的肌肉與組織有足夠熱度進行熱敷，一次過程需時大約 15~30 分鐘，因各人皮膚感受不同而異。拆下火灸帶後，可以看到皮膚微紅，酸痛嚴重或長期經絡不通者更甚，皮膚微紅與炙熱感在 30 分鐘內會消退，而皮下肌肉的熱感會持續 1~8 小時，端視每個人皮膚跟肌肉的敏感度不同而異。

每次使用前都還要再重新噴水。每天身體同一個部位使用一至二次即可，使用後一小時內請勿洗熱水澡，因為熱水會讓熱敷部位皮膚炙熱感更加劇而感到不舒適。皮膚過敏、皮膚疾病患者及嚴重心血管疾病患者不建議使用火灸帶。如果火灸帶每次使用 15 分鐘，經過使用大約 2000~3000 次後，火灸帶的發熱功能就會進入半衰期，也就是要戴更久的時間才會熱，熱度也會減低。但太極石本身的能量與磁場依舊不會改變。

護頸 適合肩頸緊繃或酸痛的人使用，使用時環繞脖子讓白布緊貼後頸，使用後幾個小時內就能讓頸部與肩部感覺鬆弛舒適，對於落枕狀況或頸椎骨刺所造成肩頸疼痛頸部無法轉動的現象也能明顯舒緩疼痛。護頸也可使用於肩部、手臂或身體其他小區域熱敷。

護腰 有腰與腹兩片白布，可同時噴水使用或只在其中一片噴水使用，使用時環繞身體，位置調整到腰部或更高位置來熱敷腹部與腰部或背部。腰酸、扭傷或腰椎骨刺所造成的疼痛要噴水在腰部的那片白布，使用後幾個小時內就會舒緩酸痛。若腹部也同時使用，熱度也會讓腹部皮下脂肪加熱。因人的腰腹皮膚比較少曝露在外，會比其他部位敏感，所以會覺得更炙熱，初次使用要忍耐，往後皮膚逐漸適應炙熱感，就不會感到難受。

護膝 的使用不限於膝部，位置可隨意調整使用在手臂、手肘、大小腿、腳踝及背部。背痛的人可將兩個護膝噴水鋪平擺在床上，再將背部平躺在白色布範圍上，直接讓背部酸痛處熱敷。膝蓋與大腿皮膚比較敏感，前幾次使用要忍耐去適應。

護腕 主要用在手部與腕部熱敷，尤其對手腕運動傷害或媽媽手更為適用可舒緩疼痛，使用時開孔正常是要套在姆指，但亦可視要熱敷的部位而決定要套在那一個手指。手腕的熱敷在戴著時炙熱感較輕微，約 15~30 分鐘拆下，護腕拆下後炙熱感反而開始增強，約 30 分鐘才逐漸消退。